

CÔNG TY TNHH SX TM THIẾT BỊ

NAM ANH

SỐ: 04/QĐ TV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 08 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH.

- Căn cứ tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH 11 do Chủ tịch Nước công bố ngày 12 tháng 07 năm 2006.
- Căn cứ nghị định số 127/2007/NĐ –CP ngày 01 tháng 08 năm 2007 quy định chi tiết thi hành một số điều luật tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Căn cứ thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 09 năm 2007 hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.
- Căn cứ vào giấy phép kinh doanh số 0311944441 đăng ký lần đầu ngày 24 tháng 08 năm 2012 và nhu cầu sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này.

Tiêu chuẩn: **TCCS 04:2019/5L-NA**

Áp dụng cho sản phẩm hàng hóa (tên, loại, kiểu mã số hàng hóa).

KHẨU TRANG 5 LỚP

Điều 2: Các phòng ban có liên quan của doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các phòng ban có liên quan.
- Lưu



GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Hồng Quyết

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH

08-08A Lê Lăng, Phường Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh



**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 04:2019/5L-NA
KHẨU TRANG 5 LỚP**



TP. HCM, NGÀY 01/08/2019

GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Hồng Nguyệt

KHẨU TRANG 5 LỚP**1. PHẠM VI ÁP DỤNG:**

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho sản phẩm **KHẨU TRANG 5 LỚP** sử dụng một lần do **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THIẾT BỊ NAM ANH**.

2. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:

2.1 Tính năng sử dụng: khẩu trang có tính năng lọc khói, bụi, giảm mùi, lọc khẩu độc hại.

2.2 Quy cách sản phẩm : sản phẩm hình chữ nhật có 3 nếp gấp liên tục ở giữa theo chiều dài, bề rộng nếp gấp là 12 mm.

CHỈ TIÊU	KÍCH THƯỚC
CHIỀU DÀI	175+- 5
CHIỀU RỘNG	95+-5
CHIỀU DÀI DÂY THUN	160 - 180

2.3 Nguyên liệu:

- Bề mặt được làm từ vải không dệt.
- Giữa là lớp vải không dệt.
- Thanh nẹp sống mũi làm từ nhựa dẻo.
- Dây đeo khẩu trang được dệt từ 100 % sợi poly và sợi spandex.

2.4 Yêu cầu ngoại quan.

- Đường ép thẳng, cách đều, không so le, không làm bung đường viền.
- Màu xám đều.

2.5 Chỉ tiêu an toàn.

- Lớp vải không gây dị ứng với da.
- Sản phẩm phải được tuân thủ theo thông tư số 32/2009/TT –BCT Quy định tạm thời về giới hạn cho phép đối với hàm lượng Formaldehyt, các amin thơm có thể giải phóng ra từ thuốc nhuộm Azo trong các điều kiện thử trên sản phẩm dệt may.

2.6 Các chỉ tiêu lý hóa.

Sản phẩm làm ra phải phù hợp theo quy định bảng sau đây:

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP THỬ
1	Độ bền keo đứt vải không dẹt (đo lúc khô) không hở hơn - Phương dọc - Phương ngang	N/M	185 85	TCVN 1862 -2:2007
2	Độ ẩm không nhỏ hơn	%	30	TCVN 1867 - 2007
3	Tổng số vi khuẩn hiếu sống lại được không lớn hơn.	Tính bằng số con trong một gam (ml)	10.000	TK Dược điển Việt Nam III
4	Tổng số nấm mốc không lớn hơn		100	



3. BAO BÌ – ĐÓNG GÓI – GHI NHÃN – BẢO QUẢN- VẬN CHUYỂN VÀ SỬ DỤNG:

3.1 Bao bì: sản phẩm được đóng gói trong bao nylon dán băng keo.

3.2 Đóng gói: sản phẩm được đóng gói trong hộp giấy hình chữ nhật màu trắng viền xanh.

3.3 Ghi nhãn: nhãn của sản phẩm được tuân theo nghị định 89/2006/NĐ –CP gồm:

- Tên sản phẩm: **KHẨU TRANG 5 LỚP FAMAPRO**
- Nơi sản xuất: **CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ NAM ANH.**
- Địa chỉ: **08-08A Lê Lăng, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. HCM.**

3.4 Bảo quản: Sản phẩm được bảo quản nơi khô , thoáng mát, sạch sẽ, tránh xa nguồn nhiệt, không để gần nơi có hóa chất.

3.5 Vận chuyển: Vận chuyển sản phẩm phải được che mưa, không dùng vật nhọn làm rách sản phẩm.

3.6 Sử dụng: Sản phẩm được sử dụng bằng cách che phần miệng và mũi, kẹp chặt thanh kẹp lên sống mũi.