

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ


Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: **Công ty cổ phần D2pharm Việt Nam.**
Địa chỉ trụ sở: Số 24, Ngách 237/28 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.

Ngày 26 tháng 09 năm 2019

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	- Tên trang thiết bị y tế: Xe đẩy đồ dùng trong y tế và phụ kiện Chủng loại sản phẩm: SKM-A,SKM-B,SKM-C,SKM-D,SKM-E,SKM-F,SKM-G, SKR054-AT, SKR054-ET, SKR026-VT. Đặc tính sản phẩm: Xe bằng nhựa ABS, khung thép, có các ngăn đựng thuốc, bơm tiêm, dụng cụ, hoặc sử dụng theo nhu cầu của bệnh viện
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	- 04 bánh xe có phanh
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	Đẩy dụng cụ, thuốc... trong các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế khác
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Đẩy, vận chuyển thuốc, bơm tiêm, dụng cụ y tế - Để nơi khô ráo, thoáng mát - Vệ sinh xe sạch sẽ - Khóa các bánh xe khi cần cố định vị trí.
1.5	Chống chỉ định	Không
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có): <i>Trung Quốc</i>	
3	Chi định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



CÔNG TY
CỔ PHẦN
D2PHARM
VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Đại