

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ**

Số: 44/2019

Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC**

Địa chỉ: Lô 8 – CN 18, khu công nghiệp Khai Quang, Khai Quang –  
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211 3721 107

Fax: 0211 3721 108

E-mail : info@lavitec.vn

Website: lavitec.vn

**CÔNG BỐ:**

\* Tiêu chuẩn: **TCCS 44:2019/LVT. ALFASEPT WD-Z – DUNG DỊCH LÀM SẠCH  
DỤNG CỤ Y TẾ - YÊU CẦU KỸ THUẬT**

\* Áp dụng cho hàng hoá:

**DUNG DỊCH LÀM SẠCH DỤNG CỤ Y TẾ ALFASEPT WD-Z**

Doanh nghiệp cam kết kinh doanh hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.

Vĩnh Phúc, ngày 17 tháng 9 năm 2019  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LAVITEC**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*Phạm Quang Đạt*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG  
NGHỆ LAVITEC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ  
TCCS 44:2019/LVT**

**ALFASEPT WD-Z  
DUNG DỊCH LÀM SẠCH DỤNG CỤ Y TẾ  
– YÊU CẦU KỸ THUẬT**

*Vĩnh Phúc, năm 2019*



# TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

 <p>CÔNG TY CPCN LAVITEC</p>	ALFASEPT WD-Z DUNG DỊCH LÀM SẠCH DỤNG CỤ Y TẾ	TCCS 44:2019/LVT
		Có hiệu lực từ ngày 17/9/2019

## 1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

- Tiêu chuẩn TCCS 44:2019/LVT áp dụng cho dung dịch làm sạch dụng cụ y tế ALFASEPT WD-Z được sản xuất và kinh doanh tại Công ty Cổ phần công nghệ LAVITEC.

## 2. MÔ TẢ SẢN PHẨM:

- Mục đích sử dụng: Dung dịch làm sạch dụng cụ y tế (dụng cụ nội khoa, ngoại khoa, nội soi...) với thành phần enzyme, phù hợp sử dụng cho máy rửa khử khuẩn, máy rửa dụng cụ tự động.

## 3. ƯU ĐIỂM:

- Hỗ trợ loại bỏ biofilm.
- Dễ dàng làm sạch các vết máu kết khô.
- Tương thích với nhiều vật liệu khác nhau.
- Sản phẩm ít bọt, mùi hương dễ chịu.
- Hàm lượng khuyến cáo: 1-10ml/L.

## 4. YÊU CẦU KỸ THUẬT:

TT	TÊN CHỈ TIÊU	MỨC CHẤT LƯỢNG
1.	Cảm quan	Dung dịch trong suốt
2.	Tỷ trọng ở 20°C, g/ml	0,95 – 1,10
3.	Độ pH ở 20°C	7,5 – 8,5
4.	Hàm lượng enzyme Protease (% (w/w))	4,5 – 5,5

## 5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

- Lựa chọn chương trình làm sạch trên máy rửa phù hợp.
- Tỷ lệ pha loãng khuyến cáo: 1-10ml/l. Tham khảo thêm tỷ lệ pha loãng của nhà sản xuất thiết bị máy rửa khử khuẩn, máy rửa dụng cụ tự động..

## 6. PHƯƠNG PHÁP THỬ:

- Cảm quan theo: Nhìn mắt thường
- Tỷ trọng theo: Máy đo tỷ trọng
- Độ pH của dung dịch: Máy đo độ pH- F22

## 7. ĐÓNG GÓI, GHI NHÃN, VẬN CHUYỂN VÀ BẢO QUẢN:

### 7.1. Bao gói:

- Chai 1 lít, can 5 lít.

### 7.2. Ghi nhãn:


- Ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hoá;

04133

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
LAVITEC

HN-T.V

## TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

<b>CÔNG TY CPCN LAVITEC</b>  <b>LAVITEC</b> INNOVATION FOR LIFE	<b>ALFASEPT WD-Z</b> DUNG DỊCH LÀM SẠCH DỤNG CỤ Y TẾ	<b>TCCS 44:2019/LVT</b>
		<b>Có hiệu lực từ ngày 17/9/2019</b>

- Nội dung ghi nhãn hàng hóa được thể hiện đầy đủ trên bao bì sản phẩm.
- Nhãn phải được ghi rõ ràng bằng mực không phai và dán ở vị trí dễ nhìn, thống nhất trên tất cả các đơn vị bao gói

### **7.3. Bảo quản:**

- Kho chứa sản phẩm phải khô ráo, sạch sẽ.
- Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, ở nơi thoáng mát, tránh xa nguồn lửa và nguồn nhiệt
- Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp và các hóa chất có tính oxy hóa mạnh.

### **7.4. Vận chuyển:**

- Sản phẩm được vận chuyển bằng mọi phương tiện

