

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
DUNG DỊCH LÀM SẠCH DỤNG CỤ Y TẾ ALFASEPT WD-Z

Hướng dẫn sử dụng:

- Lựa chọn chương trình làm sạch trên máy rửa phù hợp.
- Tỷ lệ pha loãng khuyến cáo: 1-10ml/l. Tham khảo thêm tỷ lệ pha loãng của nhà sản xuất thiết bị máy rửa khử khuẩn và máy rửa siêu âm.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

TỔNG GIÁM ĐỐC


PHẠM QUANG ĐẠT