

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế:	<p>XE ĐẨY DỤNG CỤ VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM</p> <p>MODEL: HL-AC0411-1/ HL-AC0411-1-1S/HL-AC0411-2/ HL-AC0411-2S</p> <p>HL- AC0512-1/ HL- AC0512-2C-2/ HL- AC0512-2SC-2</p>
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	<ul style="list-style-type: none"> - Kệ trên được thiết kế bao gồm nhiều thùng chứa cho việc lưu trữ đa dạng - Tay cầm được thiết kế gọn nhẹ và cấu trúc hiệu quả - Xe có 4 Màu sắc: Đỏ, vàng, xanh dương, xanh lá cây - Toàn bộ hệ thống khóa chính - Tầng ngăn kéo có giỏ ABS với sự phân chia tổ chức tốt - 4 bánh xe 5” với khóa phanh an toàn - Bánh xe: 5 inch - Tấm trên cùng : Polypropylene và Thép không gỉ - Khung: Nhôm và nhựa ABS - Ngăn kéo: Nhôm và nhựa ABS - Giỏ: nhựa ABS - Giá treo: thép không gỉ - Bàn trượt: Nhựa ABS - Thành chắn: Nhôm - Hộp hủy kim tiêm: P.E và P.P - khay: tấm thép không gỉ sus304 <p>* Kích thước khay (LxWxH): 140x90x46mm</p>

		<p>- Thùng tiện ích: Nhựa ABS</p>
		<p>- Thùng rác: Nhựa ABS</p>
		<p>- Cọc truyền dịch</p> <p>- Kích thước (LxWxH):</p> <p>* HL-AC0411-1: 850 x 520 x (1010+600) mm (CAO)</p> <p>* Kích thước kệ bên trong: 530x 476x 17 mm</p> <p>* HL-AC0411-1S: 850X520X (940+600) mm (THẤP)</p> <p>* Kích thước kệ bên trong: 530x 476x 17 mm</p> <p>* HL-AC0411-2: 750x 520x (1010+600) mm (CAO)</p> <p>* Kích thước kệ bên trong: 430x 476x 17 mm</p> <p>* HL -AC0411-2S: 750x520x (940+600) mm (THẤP)</p> <p>* Kích thước kệ bên trong: 430x 476x 17 mm</p> <p>* HL-AC0512-2C-2: 900 x 520 x (1010+600) mm (CAO)</p> <p>* Kích thước kệ bên trong: 430x 476x 17 mm</p> <p>* HL- AC0512-2SC-2: 900 x 520 x (940+600) mm (THẤP)</p> <p>* Kích thước kệ bên trong: 430x 476x 17 mm</p> <p>* HL-AC0512-1: 925 x 520 x (1010+600) (CAO)</p> <p>* Kích thước kệ bên trong: 530x 476x 17 mm</p>
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	Có bao gồm phụ kiện kèm theo
1.3	Mục đích/ Chi định sử dụng như ghi trên nhãn	Xe đẩy dụng cụ y tế Hanlim được thiết kế để sử dụng cho quá trình gây mê bệnh nhân trong phòng phẫu thuật hoặc phòng khám.

1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"> - Để thuốc hay các dụng cụ khám chữa bệnh vào xe đẩy - Đẩy xe đến các phòng, các nơi cần khám chữa bệnh.
		<ul style="list-style-type: none"> - Khóa bánh lại. - Sau khi hoàn tất quá trình khám thì mang xe đi cất ở nơi bằng phẳng, tránh nắng. - Mở cửa các ngăn kéo và đóng một cách nhẹ nhàng. - Lau chùi bằng khăn mềm, sạch.
1.5	Chống chỉ định	Không
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Bảo quản nơi sạch sẽ, thoáng mát, tránh trời nắng, mặt bằng gỗ ghe.
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) Tất cả các nước trên thế giới	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) Không có	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế Sản phẩm đã được cấp chứng chỉ ISO, CE... Từ khi sản phẩm được lưu hành trên thị trường, chưa có báo cáo phản hồi bất lợi liên quan đến việc sử dụng và thông báo về thu hồi sản phẩm.	

Công Ty TNHH TM Trang Thiết Bị Y Tế Trung Lập cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Trần Thị Hồng Hoa