

TÀI LIỆU MÔ TẢ KỸ THUẬT: HỌ ĐÈN MỔ , ĐÈN KHÁM

MODEL: KL01L.IP, KL01L.IL, KL01L.IILAC/DC, KL01L.IILEDAC/DC, KL01L.IILED,
KL01L.IILED-I, KL01L.II LED-IAC/DC

KL04L.III, KL04L.I, KL05L.III, KL05L.I, KL09L, KL12L, KL1205L, KL500-III, KL500/500-III, KL500-IIIAC/DC, KL600-I, KL600/600-I, KL600-II, KL600/600-II, KL700-III, KL700/700-III, KL700/500-III, KL-LED.MD61, KL-LED.MDT61, KL-LED.DT61/DT61, KL-LED.D61, KL-LED.D61/D61, KL-LED.MSZ4, KL-LED.SZ4/SZ4, KL-LED.STZ4, KL-LED.STZ4/STZ4, KL-LED.MSTZ5, KL-LED.STZ5, KL-LED.STZ5/STZ5

HÃNG SẢN XUẤT: Jiangsu Keling Medical Appliances Co, Ltd

Xuất xứ; Trung Quốc

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Mô tả nguyên lý hoạt động: <ul style="list-style-type: none">- Thích hợp cho chiếu sáng các hoạt động khám bệnh, phẫu thuật. Những tính năng chính: <ul style="list-style-type: none">- Đèn có 1 hoặc nhiều bóng tùy Model. Đáp ứng yêu cầu cho các hoạt động phẫu thuật và chuẩn đoán. Bác sỹ chỉ cần sử dụng 1 tay vẫn có thể khoá đèn ở vị trí mong muốn. <ul style="list-style-type: none">- Nhiệt bộ lọc bức xạ đặc biệt làm giảm nhiệt đến mức tối thiểu. Đặc tính kỹ thuật: <ul style="list-style-type: none">- Độ sâu của chùm sáng : Đáp ứng tính năng và mục đích sử dụng- Nguồn cung cấp : 220V ± 10% 50Hz- Công suất bức xạ : Đáp ứng tính năng và mục đích sử dụng
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện (kể cả hóa chất đi kèm)	<ul style="list-style-type: none">- Bóng đèn thay thế: 01 cái- có chân đèn (đối với loại di động)- Mặt bích ốp trần(Đối với loại treo trần)- Tay chỉnh độ hội tụ (sơ cua): 01 cái- Tô vít: 01 cái- Lục giác: 01 cái
1.3	Mục đích / Chỉ định sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Chiếu sáng các hoạt động khám bệnh, phẫu thuật
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none">- Cánh tay chính (nổi từ trục đỡ): để điều chỉnh góc quay của đèn- Điều chỉnh độ hội tụ bằng cách xoay tròn tay nắm dưới bóng đèn- Có chân di động, núm điều chỉnh độ sáng, độ hội tụ
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none">- Không chiếu trực tiếp đèn vào mắt- Không chạm tay vào bóng khi đèn đang sáng



1.7	Tác dụng bất lợi cụ thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chi định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Đại diện chủ sở hữu



CHỦ TỊCH CÔNG TY
KIỂM GIÁM ĐỐC

Doãn Thị Châu

