



Your Peripheral Vision™

Australia - LeMaitre Vascular PTY LTD
Tel: +61-(0)3 9330 4775 - Fax: +61-(0)3 9330 4772
Canada - LeMaitre Vascular ULC
Tel: +1-905 673-2266 - Fax: +1-905 673-2223
China - LeMaitre Medical Technology (Shanghai) Co., Ltd
Tel: +86-21-61357276 - Fax: +86-21-61357100
France - LeMaitre Vascular SAS
Tel: +33-(0)344 260041 - Fax: +33-(0)344 260731
Italy - LeMaitre Vascular S.r.l.
Tel: +39-02 9884851 - Fax: +39-02 98497059
Japan - LeMaitre Vascular GK
Tel: +81-(0)3-5215-5681 - Fax: +81-(0)3-5215-5682
Norway - LeMaitre Vascular AS
Tel: +49-(0)6196-659230 - Fax: +47-21 547467
Spain - LeMaitre Vascular Spain S.L.
Tel: +34-(0)91 5030040 - Fax: +34-(0)91 1849871
Sweden - LeMaitre Vascular GmbH Norden Filial
Tel: +46-35 105620 - Fax: +46-35 105625
Switzerland - LeMaitre Vascular Switzerland GmbH
Tel: 0800 561761 - Fax: +41-(0)415 608236
United Kingdom - LeMaitre Vascular Limited
Tel: +44-(0)870 2406640 - Fax: +44-(0)870 2406641
United States - LeMaitre Vascular, Inc.
Tel: +1-781 221-2266 - Fax: +1-781 221-2223

Germany

LeMaitre Vascular GmbH
Otto-Volger-Str. 5a/b
65843 Sulzbach/Ts.


Tel: +49-(0)6196-659230
Fax: +49-(0)6196-527072

NASDAQ: LMAT
www.lemaitre.com

Hướng dẫn từng bước sử dụng bằng hình ảnh của VascaTape Radiopaque Tape:

Biểu tượng cần thiết trong tất cả các mã Catalog

1. Bóc dụng cụ đo
 2. Dán lên vùng mạch cần phẫu thuật
 3. Giữ nguyên dụng cụ đo trong suốt quá trình phẫu thuật
 4. Bóc ra sau khi phẫu thuật, không quá 12h
- Theo chỉ định của phẫu thuật viên/bác sỹ



Hạn sử dụng

Ngày sản xuất

Hãng sản xuất

Sản phẩm không chứa cao su tự nhiên

Distributed By:

Distributed by
Distribué par
Vertrieb
Distribuido per
Distribuito da
Distribuido por
Jälleenmyyjä
Distribueras av
Distributeur
Διανέμεται από

cm

Usable Length
Nutzbarlänge
Longueur utile
Lunghezza utile
Longitud utilizable
Comprimento Utilizável
Anvendelig længde
Arbetslängd
Bruikbaar lengte
Χρησιμοποιήσιμη Μήκος

#

Quantity
Menge
Quantité
Quantità
Cantidad
Quantidade
Kvantitet
Ántal
Aantal
Ποσότητα



To Reorder
Nachbestellung
Pour reordonner
Per riordinare
Para volver a realizar un pedido
Para nova encomenda
Genbestilling
Ombeställning
Bijbestellen
Για παραγγελία

Rx only

EXTERNAL SURFACE CONTACT ONLY

For External Surface Use Only
Nur zur äußeren Anwendung
Usage externe uniquement
Solo per uso esterno
Sólo para uso externo
Somente para uso externo
Kun til udvortes brug
Endast för externt bruk
Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Γιό χρήση με εξωτερική επιφάνεια μόνο



Do Not Use if Package is Opened or Damaged

STERILE EO

Sterilized using ethylene oxide



Do not re-use