

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Thành phần:

- + Băng: Vải viscose co giãn, Vải không dệt co giãn, Polyethylen đàn hồi, không thấm nước
- + Gạc: Bông sợi, phủ bởi lớp Polyethylene không gây dính.

Cách sử dụng:

Băng dính thông thoáng, độ dính cao, co giãn tốt, giúp cầm máu, bảo vệ các vết thương nhỏ, vết trầy xước, rách da, vết kim đâm...

Vệ sinh da và lau khô trước khi dán băng. Thay băng hàng ngày.

Tên đơn vị sản xuất: Công ty TNHH INNOPHARM- Chi nhánh THÁI BÌNH

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất – Xã Đông Thọ - Thành Phố Thái Bình – Tỉnh Thái Bình

Nhà phân phối: CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE

Địa chỉ: Số 10, ngõ 5, phố Cao Thắng, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hoàng

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ORANGE

Địa chỉ: Số 10, ngõ 5, phố Cao Thắng, Phường Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

STT	Đề mục	Nội dung tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	- Cấu tạo gồm: + Băng: Vải viscose cơ giãn, Vải không dệt cơ giãn, Polyethylen đàn hồi, không thấm nước. + Gạc: Bông sợi, phủ bởi lớp Polyethylene không gây dính. + Keo: Nóng chảy dạng hạt. Tác dụng cầm máu, bảo vệ vết thương nhẹ ngoài da. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn: TCCS 01:2018/INNOPHARM
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/ Chỉ định sử dụng	Băng dính thông thoáng, độ dính cao, cơ giãn tốt, giúp bảo vệ các vết thương nhỏ, vết trầy, xước, rách da, vết kim đâm
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Vệ sinh da và lau khô trước khi dán băng. Thay băng hàng ngày.
1.5	Chống chỉ định	Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không có
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có) :	Không có
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có) :	Không có
4	Thông tin về tính an toàn/ vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế:	Không có

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hoàng