



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ THUẬT ÂU VIỆT
AU VIET TECHNIQUE IMPORT - EXPORT JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ: Liên kê 20, Lô 17 KĐT M Văn Khê - Quận Hà Đông - Hà Nội
Điện thoại: 04.22397165 Fax: 04.37759908
Website: www.auvietvn.com Email: auviet@auvietvn.com



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG GIƯỜNG ĐA NĂNG

1. Công dụng:

- Giường được sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh, các bệnh viện...

2. Lắp đặt:

- Giường được đặt tại các vị trí bằng phẳng, tránh đặt tại các vị trí có địa hình lồi lõm lớn có thể gây khó khăn trong thao tác.

- Đảm bảo không gian để có thể nâng hạ lưng và gối

3. Sử dụng hợp lý:

- Khi sử dụng, tránh để giường hoặc đệm tiếp xúc trực tiếp với nước hoặc hóa chất tẩy rửa trong thời gian dài

- Không đặt giường tại các vị trí không bằng phẳng.