

NHÂN PHỤ

ROM Knee Brace With Dial Pin Lock (short)

Tên sản phẩm : Đai nẹp đầu gối khóa số DR-K016
Quy cách : Hộp 1 cái
Số lô : Xem trên vỏ hộp
Ngày sản xuất : Xem trên vỏ hộp
Chỉ định : Cố định và phục hồi sau phẫu thuật đầu gối, tổn thương sụn nặng, chấn thương dây chằng nghiêm trọng.
Hướng dẫn sử dụng: Đeo đai vào vùng cần điều trị, cố định đai bằng miếng dán phía trên và dưới đầu gối, điều chỉnh bằng khóa pin bên gối sao cho phù hợp với người sử dụng.
Bảo quản : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát.
Xuất xứ : A-MI Global Co., Ltd / Hàn Quốc
Số lưu hành : (sẽ bổ sung sau khi được cấp số)
Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP. Hồ Chí Minh, 181 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Tổng Giám đốc



DS. Trịnh Đào Cung