

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐAI CỔ TAY ĐÀN HỒI DR-W001

CHỈ ĐỊNH



Biến dạng nhẹ, bong gân & căng ở cổ tay
Viêm gân, viêm bao hoạt dịch & viêm xương khớp cổ tay
Mất ổn định nhẹ trên cổ tay, hội chứng ống cổ tay
Phòng ngừa chấn thương cổ tay

TÍNH NĂNG



Sản phẩm này được thiết kế để sử dụng cho người có tổn thương, bệnh lý về vùng cổ tay.

Giữ ấm và tạo độ nén tuyệt vời trên vùng cổ tay, điều chỉnh nén bằng dây đeo đàn hồi.

Sử dụng dễ dàng và đơn giản, hữu ích để bảo vệ cơ bắp yếu, ngăn ngừa chấn thương thể thao.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đeo đai vào vùng cần điều trị, cố định đai bằng miếng dán trên cổ tay và điều chỉnh sao cho phù hợp với người sử dụng.



SIZE	
Measure	U
Circumference(Cm)	14-20

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Tổng Giám đốc



ĐS. Trịnh Đào Cung