

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐAI XƯƠNG SƯỜN DR- B019

CHỈ ĐỊNH


- Gãy xương sườn, hội chứng xương sườn, phẫu thuật lồng ngực, ngăn chặn & Hỗ trợ xương sườn

TÍNH NĂNG, ĐẶC ĐIỂM


Chất liệu đàn hồi thoáng khí tuyệt vời cho người dùng cảm giác thoải mái và vận động tối đa. Cấu trúc mỏng nhẹ thích hợp sử dụng trong thời gian dài. Miếng dán chỉnh điều chỉnh đai vào vị trí ổn định. Được thiết kế thích hợp cho nam giới sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Đeo đai trực tiếp vào vùng lưng, xương sườn cần điều trị, cố định bằng miếng dán phía trước ngực điều chỉnh phù hợp với người sử dụng



SIZE



Measure	S	M	L	XL	2XL
Circumference(Cm)	82-90	89-97	96-104	103-111	110-118
Height(Cm)	Front : 18 / Back : 18				

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Tổng Giám đốc



ĐS. Trịnh Đào Cung