

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Tất cả các dụng cụ này hỗ trợ cho việc phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, vì vậy phải được sử dụng bởi các bác sĩ chuyên khoa. Các phẫu thuật viên và y tá hỗ trợ cũng cần hiểu rõ mục đích cách sử dụng dụng cụ.

Kiểm tra thiết bị, dụng cụ để phát hiện bất kỳ sự biến dạng, hư hỏng có thể có. Sau đó cho vào túi ép tiệt trùng và ghi rõ thông tin và tiệt trùng bằng thiết bị chưng hấp.

Quá trình làm sạch, và tiệt trùng liên quan đến các dụng cụ và các hộp phải được tiến hành theo quy định hiện hành của quốc gia nơi thiết bị được sử dụng.

Trong khi can thiệp, việc sử dụng các dụng cụ phải tuân theo các khuyến cáo được cung cấp và thông thường có liên quan đến các điều kiện vô trùng trong khi mở các dụng cụ.

Sau khi can thiệp, thiết bị phải được làm sạch và khử trùng theo các quy định hiện hành. Tất cả dụng cụ phải được khô trước khi bảo quản.

Phải sắp xếp dụng cụ hợp lí theo khay, hộp đi kèm để tránh hư hỏng và được bảo quản nơi khô thoáng.

Tuổi thọ của dụng cụ phụ thuộc vào tần suất sử dụng và cách xử lý, làm sạch và các điều kiện bảo quản. Việc giữ gìn dụng cụ cẩn thận sẽ đảm bảo tác dụng tốt và tuổi thọ của dụng cụ

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Phương Kiên