

LSX: 01.08.19
HSD: 01.08.21

GẠC THẬN NHÂN TẠO

▲
OPEN

MÃ SẢN PHẨM (GT)

Gauze sponge (Sterile)

Qui cách: 3.5cm x 4.5cm x 80 lớp

Đã tiệt trùng E.O gas

30 cái

Công dụng: Dùng trong phẫu thuật, lau rửa vết thương

Hướng dẫn sử dụng:

- Vệ sinh trước khi sử dụng
- Kiểm tra HSD in trên bao
- Bóc bao bì theo hướng dẫn
- Sử dụng theo công dụng của sp

Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, đảm bảo vệ sinh



8 935240 900198

SỐ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN LOẠI A:

ISO 9001:2015

ISO 13485:2016

SỬ DỤNG AN TOÀN KHI BAO BÌ KHÔNG RÁCH HỒ



Cơ sở bảo hành:

CÔNG TY CP VẬT TƯ & THIẾT BỊ Y TẾ MEMCO

Địa chỉ: Đường số 3 – KCN Hòa Cẩm, P. Hòa Thọ Tây, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng

ĐT: 0236.3787888 – 3787999. Fax: 0236.3787979

Email: kinhdoanh@memco.vn

CTY CP VẬT TƯ & THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO

Địa chỉ: Đường số 3, KCN Hoà Cẩm - Tp. Đà Nẵng

Tel: 0236.3787999-3.787888*Fax: 0236.3787979

Email: kinhdoanh@memco.vn



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Quang

BỘ TIÊM CHÍCH THẬN (FAV)

Đã tiệt trùng
Mã sản phẩm (QA30)

1 BỘ

Thành phần

1. Khăn gấp : 40cm x 60cm : 1 cái
2. Lót đóc kim 3.5x5cmx 4lớp: 2 cái

3. Gạc KD 7.5*7.5*6 Lớp : 4 cái
4. Thận 3.5cm x4.5x40 lớp: 2 cái

Công dụng: Dùng trong điều trị lọc thận nhân tạo

Hướng dẫn sử dụng: - Vệ sinh trước khi sử dụng
- Kiểm tra HSD in trên bao
- Bóc bao bì theo hướng dẫn
- Sử dụng theo công dụng của sp

Bảo quản: Nơi thoáng mát, khô ráo, đảm bảo vệ sinh

Số công bố tiêu chuẩn loại A:

LXS : 010819

ISO: 9001 : 2015

HSD : 010821

ISO: 13485 : 2016



CTY CP VẬT TƯ & THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO
Địa chỉ: Đường số 3, KCN Hoà Cầm - Tp. Đà Nẵng
Tel: 0236.3787999-3.787888*Fax: 0236.3787979
Email: kinhdoanh@memco.vn

Cơ sở bảo hành: CTY CP VẬT TƯ & THIẾT BỊ Y TẾ MEM-CO
Địa chỉ: Đường số 3, KCN Hoà Cầm - Tp. Đà Nẵng
Tel: 0236.3787999-3.787888*Fax: 0236.3787979
Email: kinhdoanh@memco.vn

SỬ DỤNG AN TOÀN KHI BAO GỠ KHÔNG BỊ RÁCH HỠ

OPEN



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Minh Quang