

Số: 16 /2019/CV-MH-VQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2019

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

| STT | Đề mục | Nội dung mô tả tóm tắt |
|-----|---|---|
| 1 | Cáng chuyển bệnh nhân Ký hiệu: BT-300 Hãng sản xuất: Sigma-care Development Co.,LTD Nước sản xuất: Đài Loan | |
| 1.1 | Mô tả trang thiết bị y tế | Xe chuyển bệnh nhân được thiết kế thoải mái và an toàn cho bệnh nhân. Dễ dàng sử dụng. Có 3 tay quay Kích thước tổng thể: 1900 x 740 mm Khung: Thép không gỉ 304 Nâng lưng: 0-65° Nâng đầu gối: 0-40° Chiều cao có thể điều chỉnh: 540-770 mm Bánh xe: 150 mm đường kính. |
| 1.2 | Danh mục linh kiện, phụ kiện | - Nệm và bộ bọc nệm - Cọc dịch truyền - Thanh chắn giường |
| 1.3 | Mục đích, chỉ định sử dụng như ghi trên nhãn | Thích hợp cho trường hợp khẩn cấp. Bệnh nhân có thể nằm trên cáng để sơ cứu và truyền dịch cho bệnh nhân, đưa bệnh nhân nhanh chóng đến bệnh viện, phòng cấp cứu |
| 1.4 | Hướng dẫn sử dụng | 3 tay quay: 1 tay quay để nâng hạ lưng, 1 tay quay để nâng hạ chân, 1 tay quay để điều chỉnh chiều cao băng ca. |
| 15 | Chống chỉ định | Không có |
| 1.6 | Cảnh báo và thận trọng | Lắp đặt và sử dụng trên nền phòng bằng phẳng khô ráo Làm sạch, lau xe đẩy bằng vải mềm, ẩm với chất tẩy rửa nhẹ |
| 1.7 | Tác dụng bất lợi có thể xảy ra | Không có |
| 2 | Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: | |
| 3 | Chỉ định đăng ký ở các nước khác (nếu có): | |
| 4 | Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế: | Không có |



Đơn vị nhập khẩu

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Anh