

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẦN VIỆT

Địa chỉ: 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

ĐT: 028.62796888 Email: info.thuanviet@gmail.com Web:

<https://ytethuanviet.com>

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BĂNG KEO CHỈ THỊ TIỆT TRÙNG

Hãng sản xuất: **Anqing Kangmingna Packaging Co.,Ltd**

- Sau khi để dụng cụ vào trong túi hoặc gói, dán băng keo bên ngoài.
- Mang dụng cụ đi hấp
- Sau khi hấp kiểm tra sự chuyển màu để đánh giá lô hấp đạt hay không đạt.

Người đại hợp pháp của cơ sở