

## **CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ THUẦN VIỆT**

Địa chỉ: 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP. HCM

ĐT: 028.62796888 Email: [info.thuanviet@gmail.com](mailto:info.thuanviet@gmail.com) Web:

<https://ytethuanviet.com>

### **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THẺ CHỈ THỊ TIỆT TRÙNG**

Hãng sản xuất: **Anqing Kangmingna Packaging Co.,Ltd**

1. Đặt chỉ thị hóa học ở bên trong, vị trí chính giữa trong từng gói, khay, hộp vật liệu y khoa được xử lý tiệt khuẩn.
2. Tiến hành đóng gói và hấp tiệt khuẩn bình thường.

**Người đại hợp pháp của cơ sở**