


Mẫu nhãn  
Mã 8546859




**THIS BOX IS FOR TECH COMM INFORMATIONAL USE ONLY. Refer to 4/print.zip file for all printing specifications.**

**Special Instructions:** Overlay of colors resulting in new colors is acceptable.

Ink Color(s): GCMi #90, GCMi #387, GCMi #49	
Description: BLISS BOX, ISOFLOW 10L, WRAP	
Part Number: 8519204	Revision: GD
Label Size: N/A	
Scale: 1 : 1	

**Mẫu nhãn**  
**Mã 8547008**



IVD Rx Only

REF 8547008

4 x 1.8 L

**IsoFlow Sheath Fluid**  
**IsoFlow 护套液**

**INTENDED USE:** A non-fluorescent, balanced electrolyte solution for use on COULTER Flow Cytometers with light scatter and fluorescent applications. **APLICACION:** Una solución electrolítica balanceada, no fluorescente para uso en los Cítmómetros de Flujo COULTER con aplicaciones de dispersión de luz y fluorescencia. **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:** Нефлуоресцирующий сбалансированный раствор электролита, предназначенный для использования в проточечных цитометрах типа COULTER с рассеиванием света и флуоресценцией. **KULLANIMI AMACI:** Işık saçılım ve floresan uygulamaları COULTER Akış Sitometrelerinde kullanılan amaçtır. Floresan olmayan dengeli bir elektrolit çözeltisidir.



IVD Rx Only

REF 8547008

4 x 1.8 L

**IsoFlow Sheath Fluid**  
**IsoFlow 护套液**



**REACTIVE INGREDIENTS/ 成分**  
Sodium Chloride/ 氯化钠/ 氯化钠 ..... 7.93 g/L  
Disodium EDTA/ 二钠 EDTA ..... 0.38 g/L  
Potassium Chloride/ 氯化钾 ..... 0.40 g/L  
Monosodium Phosphate/ 一钠磷酸 ..... 0.19 g/L  
Disodium Phosphate/ 二钠磷酸 ..... 1.95 g/L  
Sodium Fluoride/ 氟化钠 ..... 0.30 g/L

**HOLD AREA**  
4" x 4"

CE **EC REF**  
Beckman Coulter Ireland Inc.  
Mervue Business Park,  
Mervue, Galway, Ireland  
353 91 774056



www.beckmancoulter.com/ifu

製造/販売業者: ベックマン・コールター株式会社  
〒135-0063  
東京都江東区有明三丁目5番7号  
TWC有明ウエスタワー

Beckman Coulter, Inc.  
250 S. Kraemer Blvd.  
Brea, CA 92821 U.S.A.

Made in USA  
© 2015 Beckman Coulter, Inc.

8519118-HC


<b>THIS BOX IS FOR TECH COMM INFORMATIONAL USE ONLY. Refer to "4print.zip" file for all printing specifications.</b>			
Special Instructions: Overlay of colors resulting in new colors is acceptable.			
Description: ISOFLOW, 4X 1.8L, BOX		Ink Color(s): GCM1 #90, GCM1 #387, GCM1 #49	
Part Number: 8519118	Revision: HC	Label Size: N/A	Scale: 1 : 1

# Nhãn phụ

## IsoFlow Sheath Fluid

Dịch bao dùng cho máy phân tích tế bào dòng chảy

**Số lưu hành:**

**Hạn sử dụng:** Xem  trên bao bì

**Số lô:** Xem  trên bao bì

**Điều kiện bảo quản:** Bảo quản ở 2-30°C

**Hướng dẫn sử dụng, cảnh báo thận trọng và các thông tin khác:**

Tra cứu tại website [www.namphuong-tn.vn](http://www.namphuong-tn.vn)

**Chủ sở hữu số lưu hành:** Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương

Địa chỉ: Số 18/299/48 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Chủ sở hữu sản phẩm:** Beckman Coulter, Inc.

Địa chỉ: 250 South Kraemer Blvd., Brea, California 92821, USA

**Cơ sở sản xuất:** Beckman Coulter, Inc.

Địa chỉ: 7381 Empire Drive, Florence, Kentucky 41042, USA

**Xuất xứ:** Mỹ

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

**Giám đốc  
Trịnh Diệu Hương**