



Nẹp bột sợi thủy tinh Altosplint – là loại nẹp được làm bằng sợi Fiberglass và Polyester hay còn gọi là bột Resin, được làm bằng 03 lớp. Hai lớp vải không dệt bên ngoài rất mềm nên tạo cảm giác thoải mái cho người bệnh. Ở giữa được làm bằng sợi Fiberglass nên có độ cứng cao và nhẹ.

Thành phần: Fiberglass và Polyester.

Thời gian bắt đầu khô là 4 phút và khô hoàn toàn sau 20phút.

Ưu điểm:

1. Có độ cứng và nhẹ vượt trội so với bột Canxi.
2. Không cản quang. Cho kết quả trên film X-Ray rất tốt.
3. Không độc hại không mùi.
4. Không thấm nước.
5. Dễ sử dụng.
6. Độ bền cao.
7. Tiết kiệm thời gian cho Bác sĩ và kỹ thuật viên.
8. Nhiều màu, có thể chia cấp độ tình trạng bệnh. Dễ theo dõi
9. Độ cứng 57 kgf /cm (4inch)

Kích thước: 2in x 5yds (5cm x 4.5m); 2in x 10in (5cm x 25cm);

3in x 5yds (7.5cm x 4.5m); 3in x 12in (7.5cm x 30cm); 3in x 35in (7.5cm x 88cm);

4in x 5yds (10 cm x 4.5m); 4in x 15in (10cm x 38cm); 4in x 30in (10cm x 75cm);

5in x 5yds (12.5cm x 4.5m); 5in x 30in (12.5cm x 75cm); 5in x 45in (12.5cm x 114cm);

6in x 5yds (15cm x 4.5m); 6in x 30in (15cm x 75cm); 6in x 45in (15cm x 114cm)

Quy cách: 10 cuộn hộp; 100 cuộn thùng

Sản phẩm sản xuất theo tiêu chuẩn: FDA-USA; GMP; 93/42/EEC; ISO 9001:2015

Hãng sản xuất: ALTOCHEM;

Nước sản xuất: KOREA