



## **NẸP BỘT SỢI THỦY TINH ALTOSPLINT**

**Thành phần: FIBERGLASS TAPE, POLYURETHANE RESINE**

**Hướng dẫn sử dụng:** xé bóc dùng bình phun nước vào và băng

**Chỉ định:** dùng làm nẹp cố định trong chỉnh hình

**Bảo quản:** khô ráo thoáng mát, tránh rách bao bì, nhiệt độ từ 15-30.

**Hạn dùng và kích thước:** trên bao bì.

**Xuất xứ:** Hàn Quốc

**Sản xuất bởi:** ALTOCHEM CO., LTD

**Nhà Nhập Khẩu & Phân Phối:** Công ty TNHH Thương mại Đức Minh Long

**Địa chỉ:** 83/20/16C Phạm Văn Bạch, Phường 15, Quận Tân Bình, TP. HCM

**Điện Thoại:** 028. 3620 5008; Website: [www.ducminhlong.com](http://www.ducminhlong.com)