

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

**Tên Trang thiết bị y tế:** Ống đựng máu

**Chủng loại/Mã sản phẩm:** Plain Tube/VP30001S

**Công dụng:** Dùng đựng máu xét nghiệm trong phòng xét nghiệm

**Hướng dẫn sử dụng:**

Mở nắp ống, bơm máu nhẹ nhàng vào thành ống hoặc dùng kim chân không để lấy máu trực tiếp vào ống mà không cần phải mở nắp ống, lắc nhẹ ống từ 5-6 lần ngay sau khi lấy máu.

**Chống chỉ định:** Không có

**Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khỏe:** Tránh va đập làm vỡ ống, không được dùng khi hết hạn sử dụng, tránh xa tầm tay trẻ em

**Nhà sản xuất:** Liuyang Sanli Medical Technology Development Co., Ltd.

**Xuất xứ:** Trung Quốc

**Nhà nhập khẩu:** Công ty TNHH Vật tư Thiết bị Hoàng Long

**ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CƠ SỞ**



**GIÁM ĐỐC**  
*Dan Phi Diệt*