

MASTER LABEL

DATE PRINTED 3/4/06

PRINTED BY: PM. Sub

AUTO PAK LABEL



Ho Thi Uyen Khuong
Country Manager

LABEL ROOM LABEL

Columbia CNA Agar
W/5% Sheep Blood

221353
(4321353)
0035

Approximate Formula* per Liter of Purified H₂O

Pancreatic Digest of Casein 12.0g, Peptic Digest of Animal Tissue 5.0g, Yeast Extract 3.0g, Beef Extract 3.0g, Corn Starch 1.0g, Sodium Chloride 5.0g, Agar 13.5g, Colistin 10.0mg, Nalidixic Acid 10.0mg, Sheep Blood, defibrinated 5.0%

Protect from light.
in vitro Diagnostic

LOT 55555555 : 2004 12 12
(YYYY MM DD)



(01)30382902213537



(10)5555555(17)041212(30)0100

MADE IN USA

L-000685(A)

BBL™

2 IVD
In vitro
Diagnostic

COLUMBIA CNA
W/5% S.B.

221352/221353

REF

LOT

1111111

2012 11 11

Lot samples were tested and met product specifications and NCCLS standards where relevant.

Becton, Dickinson and Company
Spark, MD 21152

BC



[Handwritten signature]
Ho Thi Uyen Khuong
Country Manager

Nhãn phụ

Môi trường chuẩn bị sẵn

Mã sản phẩm: 221353

Số lưu hành:

Số lô: Xem “**LOT**” trên nhãn gốc.

Hạn sử dụng: Xem “**⏰**” trên nhãn gốc.

Hãng sản xuất/ Địa chỉ: Becton Dickinson and Company (BD), BD Diagnostic Systems/ 250 Schilling Circle Cockeysville, Maryland 21030, Mỹ.

Xuất xứ: Mỹ

Chủ sở hữu số lưu hành: Văn phòng đại diện Becton Dickinson Asia Limited tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Phòng 1106-07, tầng 11, toà nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Nhập khẩu & phân phối bởi:

Địa chỉ:

Cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản: Xem trong *Hướng dẫn sử dụng* đính kèm HOẶC Website:

TM. VPĐD Becton Dickinson Asia Limited tại TP. Hồ Chí Minh



Hồ Thị Uyên Khương

TM. Trưởng đại diện