

MASTER LABEL

DATE PRINTED 3/4/06

PRINTED BY: PM - Sent



AUTOPAK LABEL

Chocolate II Agar **221267**
 (GC II Agar with Hemoglobin) (4321267)
 And IsoVitalex™
 LINE# 5 0001

Approximate Formula* per Liter of Purified H₂O

Pancreatic Digest of Casein 7.5g, Selected Meat
 Peptone 7.5g, Corn Starch 1.0g, Dipotassium
 Phosphate 4.0g, Monopotassium Phosphate
 1.0g, Sodium Chloride 5.0g, Agar 12.0g,
 Hemoglobin 10.0g, IsoVitalex™ Enrichment
 10.0mL

in vitro Diagnostic

LOT 1111111 **2004 12 12**
 (YY MM DD)



MADE IN USA **PRE-PROD** L-000681(A)

LABEL ROOM LABEL

Chocolate II Agar **221267**
 (GC II Agar with Hemoglobin) (4321267)
 And IsoVitalex™
 0019

Approximate Formula* per Liter of Purified H₂O

Pancreatic Digest of Casein 7.5g, Selected Meat
 Peptone 7.5g, Corn Starch 1.0g, Dipotassium
 Phosphate 4.0g, Monopotassium Phosphate
 1.0g, Sodium Chloride 5.0g, Agar 12.0g,
 Hemoglobin 10.0g, IsoVitalex™ Enrichment
 10.0mL

in vitro Diagnostic

LOT 1111111 **2004 12 12**
 (YY MM DD)



MADE IN USA L-000681(A)

Nhãn phụ

Môi trường chuẩn bị sẵn

Mã sản phẩm: 221267

Số lưu hành:

Số lô: Xem “**LOT**” trên nhãn gốc.

Hạn sử dụng: Xem “**⏰**” trên nhãn gốc.

Hãng sản xuất/ Địa chỉ: Becton Dickinson and Company (BD), BD Diagnostic Systems/ 250 Schilling Circle Cockeysville, Maryland 21030, Mỹ.

Xuất xứ: Mỹ

Chủ sở hữu số lưu hành: Văn phòng đại diện Becton Dickinson Asia Limited tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Phòng 1106-07, tầng 11, toà nhà Mê Linh Point, số 2 Ngõ Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Nhập khẩu & phân phối bởi:

Địa chỉ:

Cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản: Xem trong *Hướng dẫn sử dụng* đính kèm HOẶC *Website*:

TM. VPĐD Becton Dickinson Asia Limited tại TP. Hồ Chí Minh



Hồ Thị Uyên Khương

TM. Trưởng đại diện