

BBL™ REF 221645
CTA Medium™ with Sucrose

Approximate Formula Per Liter Purified Water:
 L-Cystine, 0.5 g; Pancreatic Digest of Casein, 20.0 g; Agar, 2.5 g;
 Sodium Chloride, 5.0 g; Sodium Sulfite, 0.5 g; Phenol Red, 0.017 g;
 Sucrose, 5.0 g

IVD 8216451(09D4)

Lot samples were tested and met product specifications and NCCLS standards where relevant.

LOT: 0000000 YYY-MM-DD

Placement of Secondary UCC/EAN 128 Standards
 (17)XXXXXXXX (10) XXXXXXX

Placement of Primary UCC/EAN 128 Standards
 (01) X 038290 XXXXXX X

Note to Printer:
 All lines and text
 in keyline color are
 not to be printed.



Ho Thi Uyen Khuong
 Country Manager


Label Design	Date	COMPANY CONFIDENTIAL. THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF BECTON, DICKINSON AND COMPANY AND IS NOT TO BE USED OUTSIDE THE COMPANY WITHOUT WRITTEN PERMISSION	Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, MD 21152 USA	
Proofer	Date			
Checked By	Date			
Part Number: 8216451	Category and Description Carton Label BBL CTA Medium with Sucrose		Sheet: 2 of 2 Scale: 1:1	A

221645

**BBL™ CTA Medium™
with Sucrose**

Loosen cap, boil and cool before use.

Becton, Dickinson and Company
Sparks, MD 21152 USA
8216450JAA (02)




Scale 2~1

221645

**BBL™ CTA Medium™
with Sucrose**

Loosen cap, boil and cool before use.

Becton, Dickinson and Company
Sparks, MD 21152 USA
8216450JAA (02)




Scale 1~1



Ho Thi Uyen Khuong
Country Manager

Note to printer:
All lines and Text in Keyline blue are not to be printed.

Label Design	Date	COMPANY CONFIDENTIAL. THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF BECTON, DICKINSON AND COMPANY AND IS NOT TO BE USED OUTSIDE THE COMPANY WITHOUT WRITTEN PERMISSION.	 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, MD 21152 USA	
Proofer	Date			
Checked By	Date			
Part Number:	8216450JAA	Category and Description Tube Label, BBL CTA Medium with Sucrose	Sheet: 2 of 2 Scale: See above	A

Nhãn phụ

Môi trường nuôi cấy vi khuẩn khó mọc

Mã sản phẩm: 221645

Số lưu hành:

Số lô: Xem “**LOT**” trên nhãn gốc.

Hạn sử dụng: Xem “**⏰**” trên nhãn gốc.

Hãng sản xuất/ Địa chỉ: Becton Dickinson and Company (BD), BD Diagnostic Systems/ 250 Schilling Circle Cockeysville, Maryland 21030, Mỹ.

Xuất xứ: Mỹ

Chủ sở hữu số lưu hành: Văn phòng đại diện Becton Dickinson Asia Limited tại TP. Hồ Chí Minh.

Địa chỉ: Phòng 1106-07, tầng 11, toà nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Nhập khẩu & phân phối bởi:

Địa chỉ:

Cảnh báo, hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản: Xem trong *Hướng dẫn sử dụng* đính kèm HOẶC *Website*:

TM. VPĐD Becton Dickinson Asia Limited tại TP. Hồ Chí Minh



Hồ Thị Uyên Khương

TM. Trưởng đại diện