

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Tên thiết bị y tế: Bàn đẻ điện Model: THR-OT-99B.I

Tên cơ sở đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế: Công ty TNHH Thương mại Technimed

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower A, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

	<p>Điều kiện vận chuyển và lưu kho</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nhiệt độ giới hạn : <math>-40^{\circ}\text{C}</math> - <math>+55^{\circ}\text{C}</math></li><li>- Độ ẩm: <math>\leq 80\%</math></li><li>- Áp suất khí quyển: <math>50\text{kPa} \sim 106.0\text{kPa}</math></li></ul> <p>Điều kiện vận hành:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nhiệt độ môi trường : <math>5^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}</math></li><li>- Độ ẩm <math>\leq 70\%</math></li><li>- Áp suất khí quyển : <math>70.0\text{kPa} \sim 106.0\text{kPa}</math></li></ul> <p>Nguồn điện sử dụng: <math>\text{AC}220\pm 22\text{V}</math>, <math>50\text{Hz}\pm 1\text{Hz}</math></p> <p>Hướng dẫn sử dụng:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Trước khi đưa vào sử dụng, tất cả các bộ phận phải được kiểm tra độ chắc chắn để tránh chúng bị rơi hoặc trượt trong quá trình sử dụng</li><li>- Điều chỉnh vị trí chân và cài phù hợp với tư thế của bệnh nhân.</li></ul>
--	--

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC

Lê Thị Hải Yến