

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Stt	Đề mục	Nội dung
1.1	Trang thiết bị y tế	Máy dùng để đọc đĩa phim chụp X-Quang cho Nha sĩ kết quả hình ảnh chuẩn đoán nhanh Model: VistaScan Mini Plus VistaScan Mini View VistaScan Mini Easy VistaScan Nano Easy
1.2	Hướng dẫn sử dụng	Khử khuẩn tấm phim sau khi chụp Xé bao bảo vệ và để tấm phim vào vị trí Ấn nhẹ để máy tự động cuốn phim vào Bỏ bao bảo vệ đã sử dụng Chú ý: Dữ liệu ảnh trên tấm phim không tồn tại lâu dài. Dữ liệu ảnh bị thay đổi bởi ánh sáng, bức xạ tia X tự nhiên và bức xạ tia X rải rác. Điều này dẫn đến việc giảm thông tin chẩn đoán và sự rõ ràng. Nếu sử dụng vỏ nhận phim không đúng sẽ làm hư máy và mất thông tin ảnh. Tấm phim không được đóng gói trong vỏ bọc có thể dẫn đến nhiễm độc khi đặt vào miệng hay nuốt phải.
1.3	Chú ý	Không có

Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Chữ họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Sang Thu