



**THIẾT BỊ QUÉT ĐĨA PHIM KỸ THUẬT SỐ**

- VistaScan Mini Plus       VistaScan Mini View  
 VistaScan Mini Easy       VistaScan Nano Easy

Sản xuất tại: Germany (Đức)

Nhà sản xuất: Durr Dental SE, Đức

Địa chỉ: Höpfigheimer Str. 17, 74321 Bietigheim-Bissingen

Chỉ định sử dụng: Máy dùng để đọc đĩa phim chụp X-Quang cho Nha sĩ kết quả hình ảnh chuẩn đoán nhanh.

HDSD: - Khử khuẩn tấm phim sau khi chụp.

- Xé bao bảo vệ và để tấm phim vào vị trí

- Ấn nhẹ để máy tự động cuốn phim vào

- Bỏ bao bảo vệ đã sử dụng.

Cảnh báo và thận trọng: Tránh làm trầy xước đĩa phim, nếu đĩa phim bị trầy sẽ cho ra hình ảnh không rõ nét.

Chú ý: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh lửa, tránh nước.

**Nhập khẩu: CÔNG TY TNHH TM DV N.K MAY MÃN**

Địa chỉ: 781/A13 Lê Hồng Phong (nối dài), P.12, Q.10, Tp. HCM

Điện thoại: (038) 3862 0090