



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DMED


Số 178, đường số 01, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, TP. HCM

Điện thoại: 0903 88 22 90

Email: sales@dmed.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHỔI GIẢ

I. Lắp ráp và sử dụng:



1. Lắp phổi giả vào bộ dây thở
2. Vận hành máy thở
3. Thực hiện các thao tác kiểm tra máy hoặc đào tạo cho kỹ thuật viên

II. Quy trình bảo dưỡng

1. Tháo phổi giả ra khỏi bộ dây thở
2. Vệ sinh phổi giả
3. Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát

Hotline Kỹ Thuật
0903 88 22 90