


TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN LIWORLD CO
279/32 Âu Cơ, Phường 5, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 20 tháng 04 năm 2018

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt	
1		Mô Tả Sản Phẩm Trang Thiết Bị Y Tế	
		<u>Chỉ tơ nha khoa</u>	
1.1	Mô Tả Trang Thiết Bị Y Tế	Chỉ tơ nha khoa, hàng mới 100%, sản xuất tại Trung Quốc	
1.2	Danh Mục Linh Kiện Và Phụ Kiện		
		- Thành phần : nylon, pebax, microcrystalline, wax. .	
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng	- Loại trừ mảng bám, thức ăn dư thừa trong kẽ răng.	
1.4	Hướng dẫn sử dụng	- Lấy đoạn chỉ dài khoảng 45cm quấn quanh đầu ngón tay. Luồn chỉ vào kẽ răng, điều khiển bằng 2 đầu ngón tay.	
1.5	Chống Chỉ Định	-	