



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or TSE

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE 149819-TSE-01/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE 26.02.2018

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL 26.02.2019

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER MEYSA MEDİKAL MOBİLYA VE SAĞLIK HİZMETLERİ METAL MAKİNA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADRESS OF THE LICENCE HOLDER KARPUZSEKİSİ MAH. 22 CAD. NO:56 HACILAR KAYSERİ/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE MEYSA MEDİKAL MOBİLYA VE SAĞLIK HİZMETLERİ METAL MAKİNA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 8. CADDE NO:21 KAYSERİ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK meissa

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD TS EN 60601-2-52 / Elektrikli tıbbî donanım - Bölüm 2-52: Hasta karyolarının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler / 14.07.2011

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Markası:MEISSA
Tipi: Sütun(kolon) tip
Modeli: ULTRA -(U5) Model
Elektriksel Beyan Değerleri: (Akım, gerilim, frekans, güç):
Giriş Max 2A, Çıkış Max 8A, Giriş 230 VAC, Çıkış 24 VDC, 50/60Hz, Toplam Güç 300W,
IP Kodu: IPX4
Elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı : I - Sınıfı
Elektrik Çarpmasına Karşı Koruma Derecesi: B-Tipi
Dört Motorlu Elektrikli Hasta Karyoları

e-imza/e-signed

26.02.2018

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
A.MAHMUT ULAŞ
KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.
*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.
*TSE KAYSERİ BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde P.K. 512 KAYSERİ * Tel: 0 352 321 11 06-07-08-09 / 321 25 97* Faks: 0 352 321 15 69
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

