

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

SỞ Y TẾ TP. HCM	Tên sản phẩm: MIẾNG DÁN HẠ SỐT	Số hiệu tiêu chuẩn : 17:2019/VD
Công ty TNHH IGG Việt Nam	MODEL : NHA ĐAM	Có hiệu lực từ ngày 19 tháng 11 năm 2019

Quyết định ban hành số : 17: 2019/ IGG . Ngày 19 tháng 11 năm 2019

I – YÊU CẦU KỸ THUẬT

1 . Các chỉ tiêu cảm quan:

+ Trạng thái: Miếng dán hình chữ nhật kích thước 12cm x 5cm, 4cm x 9cm, hoặc theo yêu cầu của khách hàng. chế phẩm dạng gel đựng trong miếng nilon trong, phía sau là miếng giấy thấm màu trắng, gel đồng nhất, không lẫn tạp chất cơ học.

+ Màu sắc: Theo yêu cầu của khách hàng

+ Mùi : Mùi thơm nhẹ.

2. Chỉ tiêu PH: dung dịch 1% trong nước : 6,0-8,0

3 . Chỉ tiêu kim loại nặng:

STT	Tên chỉ tiêu	Mức công bố	Tài liệu áp dụng
1	Giới hạn Chì	Không quá 20 phần triệu	Ref. 46/2007/QĐ-BYT
2	Giới hạn Arsen	Không quá 5 phần triệu	Ref. 46/2007/QĐ-BYT.
3	Giới hạn Thủy ngân	Không quá 1 phần triệu	Ref. AOAC 971.21.

4. Chỉ tiêu vi sinh vật:

STT	Tên chỉ tiêu	Mức công bố	Tài liệu áp dụng
1	Tổng số vi sinh vật	10 cfu/g	K. ĐDVN IV- phụ lục 13.6
2	Candida albicans	Không được có	Ref. ISO 18416:2007
3	Pseudomonas aeruginosa	Không được có	TK. ĐDVN IV- phụ lục 13.6
4	Staphylococcus aureus	Không được có	TK. ĐDVN IV- phụ lục 13.6

II. THÀNH PHẦN CẤU TẠO:

Gelatine, Tartaric acid, EDTA-2NA, eucalyptol, các thành phần khác gồm: Glycerine, carbomer, Menthol, Bạc hà, Sodium polyacrylate, nước tinh khiết, màu xanh.

III. CÔNG DỤNG :

Giúp làm mát, hạ nhiệt nơi chườm khi nóng, sốt, nhiệt độ cơ thể tăng cao khi trời nắng, say nắng, đau răng, giảm đau cơ bắp. Giúp làm dịu vùng da bị cháy nắng.

IV. ĐÓNG GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN

- Đóng gói 2 miếng trong một túi, 3 túi trong một hộp giấy.
- Nhãn in rõ ràng, đúng qui định.
- Bảo quản nơi khô ráo, mát, tránh ánh sáng.
- Hạn dùng: 36 tháng từ ngày sản xuất.

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 11 năm 2019
Giám đốc



Hồ Văn Thương