



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Lot B 5 KCN Tam Điệp – TP .Tam Điệp – T. Ninh Bình

Tel: 02293. 777 .588 Fax: 02293. 777. 589 – [Http/www.mpv.vn](http://www.mpv.vn) – Email: info@mpv.vn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MỎ VỊT PHỤ KHOA

1. Xé túi bao gói sản phẩm theo vết cắt đã đánh dấu, kiểm tra sơ bộ xem sản phẩm có bị lỗi gì không.
2. Nhẹ nhàng đưa vào cơ thể bệnh nhân, chỉ sử dụng theo sự chỉ dẫn của bác sĩ.
4. Điều chỉnh kích thước cho đến khi phù hợp với bệnh nhân.
5. Nhẹ nhàng đưa ra khỏi cơ thể bệnh nhân khi kết thúc quá trình thăm khám.

Chú ý:

Không dùng khi bao gói bị hở

Sử dụng 1 lần, dùng xong hủy bỏ.