




CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B5, khu Công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình
Điện thoại: 02293 777 588 Fax: 02293 777 589 – Http://www.mpv.vn Email: info@mpv.vn



Mẫu nhãn: MỎ VỊT PHỤ KHOA THÙNG






CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô B5, khu Công nghiệp Tam Điệp, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình
Điện thoại: 02293 777 588 Fax: 02293 777 589 – Http://www.mpv.vn Email: info@mpv.vn



Mẫu nhãn: MỎ VỊT PHỤ KHOA TÚI



PA+ MEDICAL[®]
EQUIPMENT

ISO 9001 : 2015


VAGINAL SPECULUM
MỎ VỊT PHỤ KHOA

STERILIZED - DISPOSABLE


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

- * Đặt mỏ vịt vào vị trí cần thiết, điều chỉnh độ mở rộng thích hợp và xoay ngang chốt cài (bộ phận có màu).
- * Sau khi xong việc, xoay lại chốt cài, lấy mỏ vịt ra. Một tay giữ đầu, tay kia bóp mạnh phần tay cầm để bẻ gãy, phá hủy sản phẩm.
- * Không sử dụng nếu bao bì bị rách và khi sản phẩm bị vỡ bể.
- * Hạn sử dụng : 4 năm, từ ngày sản xuất.

SDK:
EN ISO 13485:2016



8 938506 565308



Nhà cung cấp:
CÔNG TY TNHH SX-TM TRANG THIẾT BỊ PHAN ANH
T3 - T4 Hồng Lĩnh, Phường 15, Quận 10, Tp.HCM

Nhà sản xuất:
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA Y TẾ VIỆT NAM
Lô B5 - KCN Tam Điệp, TP. Tam Điệp, Ninh Bình, Việt Nam

