

Công ty TNHH Một Thành Viên  
Tín Nha

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tầng 6, 275 Phường 11 Quận Bình  
Thạnh, TPHCM

TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2019

**TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHUNG LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP  
KHẨU**

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
<b>1</b>	<b>Mô tả chung loại trang thiết bị y tế</b>	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Đèn led dùng trong nha khoa
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Không có
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhóm	Tạo nhiệt nhằm làm đông cứng và tạo xúc tác phản ứng của vật liệu nha khoa trong quá trình điều trị.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Dùng đèn chiếu lên vật liệu đã bôi trên răng bệnh nhân <ul style="list-style-type: none"><li>- Tùy chỉnh công suất và thời gian chiếu đèn.</li><li>- Thời gian chiếu đèn tùy chỉnh: 5, 10, 15, 20 và 25 phút.</li><li>- Tác xúc nhiệt của ánh sáng đèn làm đông cứng và tạo xúc tác phản ứng cho vật liệu bôi trên bề mặt răng.</li><li>- Hoàn thành quá trình điều trị yêu cầu bệnh nhân súc miệng và vệ sinh đèn.</li></ul>
1.5	Chống chỉ định	Không
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có
<b>2</b>	<b>Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)</b>	
	Đài Loan	
<b>3</b>	<b>Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)</b>	
	Không có	



4	Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế : Không có
---	---

**Đơn vị nhập khẩu**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Giám Đốc  
*Nguyễn Hưng Khoa*

