

TP.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2019

TÀI LIỆU MÔ TẢ TÓM TẮT KỸ THUẬT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả sản phẩm trang thiết bị y tế	
1.1	Mô tả trang thiết bị y tế	Túi chườm điện Mã hàng: Besmed - Taiwan BE-220 BE-240 Đặc điểm kỹ thuật chính: <ul style="list-style-type: none">- Ấm áp nhẹ nhàng làm giảm mệt mỏi, nhức cơ bắp và đau khớp tạm thời- Đệm sưởi ấm là linh hoạt và trọng lượng nhẹ, thoải mái khi sử dụng.- Sử dụng được hầu hết các bộ phận của cơ thể (chân, cánh tay, vai, bụng,...).- Có thể tháo rời và làm vệ sinh.- Kích thước: 30x39cm- Điện áp: 110V & 220V
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện đi kèm	Bao gồm: Túi chườm điện và dây sạc điện
1.3	Mục đích/Chỉ định sử dụng như ghi trên nhãn	Chườm nóng
1.4	Hướng dẫn sử dụng	Cắm dây nguồn túi chườm điện vào ổ điện điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, đặt túi chườm điện vào bộ phận cơ thể cần làm nóng
1.5	Chống chỉ định	- Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	- Chỉ dành cho Bác Sĩ chuyên khoa NICU
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	- Không có
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước (nếu có)	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác (nếu có)	
4	Thông tin về tính an toàn/vận hành đáng lưu ý của sản phẩm trang thiết bị y tế	

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



GIÁM ĐỐC
KS. Lê Văn Thu