


# MÃU NHÃN

## HemosIL Reference Emulsion

### NHÃN HỘP



**HemosIL®**

**Reference Emulsion**  
0009756900



**HemosIL®**

**Reference Emulsion**  
0009756900 500 mL

**Reference Emulsion** - For use with ACL Classic (100-7000) instruments.  
Composition: stabilized silicone oil emulsion, surfactant and sodium azide 0.1%.

**Reference Emulsion** - zur Verwendung auf Geräten der ACL Classic-Serie (100-7000).  
Inhalt: stabilisierte Silikon-Öl-Emulsion, Detergenz und Natriumazid 0,1%.

**Reference Emulsion** - Para uso en los ACL Clásicos (100-7000).  
Composición: emulsión lubricante de silicona estabilizada, tensioactivo y azida sódica 0,1%.

**Reference Emulsion** - A utiliser sur les analyseurs de coagulation ACL 100-7000.  
Composition : Emulsion d'huile de silicone, surfactant et azide de sodium 0,1%.

**Reference Emulsion** - Da usare su strumenti ACL (100-7000).  
Composizione: emulsione stabilizzata di olio di silicone, tensioattivo e sodio azide 0,1%.

**Reference Emulsion** - Para usar nos aparelhos ACL Classic (100-7000).  
Composição: emulsão estabilizada de óleo de silicone, tensoativo e azida de sódio 0,1%.

**Reference Emulsion** - Beregnet for brug på ACL Classic (100-7000) instrument.  
Indeholder: stabiliseret silikoneolie emulsion, detergent og 0.1% Na-Azid.

**Reference Emulsion** - Används till ACL serien (100-7000) instrumenten.  
Innehåll: stabiliserad silikon olje emulsion, vätmiddel och 0.1% av natriumazid.

**Reference Emulsion** - Για χρήση σε αναλυτές ACL 100 έως και 7000.  
Σύνθεση: σταθεροποιημένο ελαίουχο εναιώρημα πικρτίου, ταπενόγιο και 0,1% αζίδιο του νατρίου.

ヒューモスアイエル リファレンス エマルジョン  
安定化シリコン油乳剤、界面活性剤および0,1%未満のアジ化ナトリウムを含む。

製造元: インストルメンテーション ラボラトリー社 米国  
輸入販売元: アイ・エル・ジャパン株式会社 東京都港区三田1-3-30

For In Vitro Diagnostic Use.



Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)  
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)  
Made in USA [www.instrumentationlaboratory.com](http://www.instrumentationlaboratory.com)

**HemosIL®**

**Reference Emulsion**  
0009756900



69146-68 R12  
400186

**HemosIL®**

**Reference Emulsion**  
0009756900 500 mL

CAUTION: Contains sodium azide that may form explosive azides in metal plumbing. Use proper disposal procedures.

注意：金属配管中で爆発性金属アジドを形成する恐れのあるアジ化ナトリウムを含有。適切な方法により廃棄する。

Do not freeze / Nicht einfrieren / No congelar / Ne pas congeler / Non congelare / Não congelar / Não deixe freeze / Fryze Ej / Μην καταψύχετε / 凍結させない。



Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)  
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy)



# NHÃN LỌ

HemosIL®

HemosIL®

HemosIL®

**Reference Emulsion**

**Reference Emulsion**

**Reference Emulsion**

0009756900

0009756900

500 mL

0009756900

IVD

CE



LOT

⌚ 使用期限

CAUTION: Contains sodium azide that may form explosive azides in metal plumbing. Use proper disposal procedures. Do not freeze.

注意: 金属配管中で爆発性金属アジドを形成する恐れのあるアジ化ナトリウムを含有。適切な方法により廃棄する。凍結させない。

ヒーモスアイエル リファレンス エマルジョン

安定化シリコン油乳剤、界面活性剤および0.1%未満のアジ化ナトリウムを含む。

For *In Vitro* Diagnostic Use.

 Instrumentation Laboratory

Instrumentation Laboratory Company - Bedford, MA 01730-2443 (USA)  
Instrumentation Laboratory SpA - V.le Monza 338 - 20128 Milano (Italy) 

71778-96 R12

# NHÃN PHỤ

## HemosIL Reference Emulsion

Dung dịch rửa dùng cho máy xét nghiệm đông máu

**Số lưu hành:**

**Hạn sử dụng:** Xem  trên nhãn gốc

**Số lô:** Xem  trên nhãn gốc

**Điều kiện bảo quản:** Bảo quản ở 15-25°C

**Hướng dẫn sử dụng, cảnh báo thận trọng và các thông tin khác:**

Tra cứu tại website [www.suckhoemoitruongvn.com](http://www.suckhoemoitruongvn.com)

**Chủ sở hữu số lưu hành:** Công ty TNHH Sức khỏe và Môi trường Việt Nam  
Địa chỉ: Số 34 phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Cơ sở sản xuất/ Chủ sở hữu sản phẩm:** Instrumentation Laboratory Company

Địa chỉ: Bedford, MA 01730-2443, USA

**Xuất xứ:** Mỹ