



## MẪU NHÃN

1.	Tên sản phẩm	HỘP ĐỰNG KIM PHẪU THUẬT
2.	Số lưu hành TTBYT :	
	Đơn vị sở hữu số lưu hành:	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC
4.	Địa chỉ	48 ĐƯỜNG 14B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A, QUẬN BÌNH TÂN, TP.HCM
5.	Hãng sản xuất	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VINH ĐỨC
6.	Địa chỉ	55/26 LÊ VĂN SỸ, PHƯỜNG 13, QUẬN PHÚ NHUẬN, TP.HCM
7.	Xuất xứ	VIỆT NAM
8.	Hạn sử dụng	Xem trên bao bì
9.	Số lô/ Số seri	Xem trên bao bì
10.	Bảo hành	Không áp dụng, đây là sản phẩm sử dụng 1 lần
11.	Hướng dẫn sử dụng	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bước 1 : Lấy hộp đựng kim ra khỏi bao bì đóng gói và đặt lên bàn dụng cụ phòng mổ.</li><li>- Bước 2 : Xếp từng loại kim, dao đốt sẽ sử dụng trong mỗi ca phẫu thuật vào đúng các ô đã được chia sẵn trên hộp.</li><li>- Bước 3 : Lấy từng loại kim, dao đốt sử dụng theo yêu cầu trong ca phẫu thuật</li><li>- Bước 4: Kim, dao đốt sau khi sử dụng được ghim trên nút theo thứ tự.</li></ul>