

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE

Địa chỉ: Tầng 3, Tòa G2, Chung cư Five Star Garden, Số 2 Kim Giang, Phường Kim Giang,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

-----๐๐๐๐๐๐๐๐-----

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
SẢN PHẨM: CỐC NGUYỆT SAN



1/ Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc kiểm tra chất lượng đảm bảo độ đồng đều của sản phẩm trong quá trình sản xuất tại công ty

2/ Thành phần cấu tạo:

Cốc nguyệt san được làm từ vật liệu silicon y tế kháng khuẩn không gây dị ứng, không khô ngứa, không kích thích da và niêm mạc âm đạo, có thể chứa lượng dịch kinh gấp 3 lần băng vệ sinh, được tái sử dụng - là một lựa chọn thay thế băng vệ sinh thân thiện với môi trường

3/ Yêu cầu kỹ thuật**3.1 Ngoại quan**

Cốc nguyệt san không bị vỡ, bể, nứt hoặc có bất kỳ khuyết tật gì so với mẫu chuẩn.

3.2 Yêu cầu về các bộ phận của cốc:

| STT | Tên bộ phận | Yêu cầu |
|-----|--------------|---|
| 1. | Miệng cốc | - Trong suốt, hình tròn, viền trơn - 100% Silicon y tế kháng khuẩn |
| 2. | Lỗ thông hơi | - Có 04 lỗ nằm phía dưới miệng cốc, cách đều nhau |
| 3. | Thân cốc | - Thân cốc gồm 2 phần, phần một trong suốt, phần hai trắng đục, thiết kế thuôn nhỏ dần - 100% Silicon y tế kháng khuẩn |
| 4. | Đáy cốc | - Màu trắng đục, thuôn nhỏ dần, có 05 gờ nổi - 100% Silicon y tế kháng khuẩn |
| 5. | Cuống | - Trong suốt, hình giọt nước - 100% Silicon y tế kháng khuẩn |

3.3 Yêu cầu về kích thước:

| STT | Thông số | Đơn vị | Kích thước | Ghi chú |
|-----|------------|--------|------------|---------|
| 1 | Đường kính | mm | 42,80 | |
| 3 | Chiều dài | mm | 66,85 | |

3.4 Yêu cầu kỹ thuật

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Yêu cầu | |
|-----|----------------|---------|---------------|------------|
| | | | Mức tối thiểu | Mức tối đa |
| 1 | Độ cứng | Shore A | 35,0 | 45,0 |
| 2 | Sức bền | Psi | 1088,0 | 2500,0 |
| 3 | Độ dẫn | % | 500,0 | 1500,0 |
| 4 | Sức kéo tối đa | Psi | 148,0 | 500,0 |

4. Hướng dẫn sử dụng:

1. Tiệt trùng Cốc và rửa sạch tay.
2. Gấp Cốc theo hướng dẫn và giữ chặt cốc ở trạng thái gấp.
2. Ngồi xỏ ở tư thế thoải mái nhất.
3. Hướng miệng Cốc về phía xương cụt và từ từ đưa cốc vào trong.
4. Thả tay khi Cốc đã nằm khoảng 2/3 ở bên trong, cốc sẽ tự bung mở và các "giác hút" ở miệng cốc sẽ giúp cốc bám chặt vào thành âm đạo.
5. Dùng 1 ngón tay để kiểm tra quanh bầu cốc xem còn nếp gấp quanh cốc không, đồng thời thử xoay nhẹ cốc, nếu không thể xoay cốc hoặc chỉ có thể xoay nhẹ thì cốc đã bung mở và nằm đúng vị trí và ngược lại.

5. Ghi nhãn:

Ghi nhãn sản phẩm theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa gồm các thông tin về: Số lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế, số lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng, thông tin cảnh báo, hướng dẫn sử dụng,

6. Đóng gói, bảo quản:

Sản phẩm được sắp xếp gọn gàng theo các lô sản xuất

Các sản phẩm được đóng gói trong các thùng carton và xếp lên các pallet nhựa hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

Để nơi khô ráo, thoáng mát.

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE



GIÁM ĐỐC

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tư Chuẩn