



## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

### Máy ép máng dùng trong chỉnh nha

#### 1. Giới thiệu sản phẩm

Dùng để ép mẫu hàm trong điều trị chỉnh hình nha khoa

#### 2. Hướng dẫn sử dụng

- Lắp giá khớp vào máy ép chỉnh nha
- Gắn hàm đối vào giá khớp
- Cố định hàm đối vào đúng khớp cắn với hàm cần ép máng chỉnh nha
- Tiến hành ép máng chỉnh nha

#### 3. Bảo quản

Khu vực bảo quản phải được vệ sinh sạch sẽ để tránh bụi bẩn, ẩm ướt và ô nhiễm từ môi trường, tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời, bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo

Đại diện hợp pháp của chủ cơ sở

Giám đốc

Lê Xuân Việt