


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN Y TẾ EXLED S 7500/5500

<ul style="list-style-type: none">- Đường kính đầu: 500 mm/700 mm- Sự chiếu sáng (Lớn nhất): 160.000 Lux- Nhiệt độ màu: 4500 +- 500K- Chỉ số giảm màu: >97 Ra- Bóng: 51 pcs/88pcs (Bóng đèn) <p>Với màn hình LCD chạm & nhiệt độ màu tùy chỉnh Trang bị máy quay</p>	
---	--


Người đại diện hợp pháp của cơ sở

GIÁM ĐỐC



HÀN CHÂU MINH TUẤN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG CÁNH TAY TREO TRẦN

<ul style="list-style-type: none">- Không cánh tay- Ổ cắm khí: 02*2, VAC*1, Air*1 điện- Ổ cắm: 6pcs- Kệ: 2 pcs, ngăn kéo: 1 pcs- Nút: 1 pcs- Nhánh mở rộng + I.V nhỏ giọt: 1 bộ	
--	--



Người đại diện hợp pháp của cơ sở

PHAN CHÂU MINH TUẤN

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG LAN CAN ZH 698

- Đường cắt: 4m/pcs
- Khuyết tay: 1pcs/m
- Chỗ tựa: 1pcs/0.6m

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



HÀN CHÂU MINH TUẤN