

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LIÊN DOANH FOXS-USA

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình Phương, Xã Văn Bình, Huyện Thường Tín,
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Tên trang thiết bị y tế: Khẩu trang y tế

Hướng dẫn sử dụng:

- Mở khẩu trang, bẻ thanh tựa mũi, tạo độ kín
- Chụp khẩu trang kín mũi và miệng
- Kéo dây chun đeo vòng qua tai



Người đại diện hợp pháp của cơ sở

Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Thanh