

**GIẤY CHỨNG NHẬN  
THỬ NGHIỆM THIẾT BỊ**

Số: 18/CNTB-OR

**Đơn vị yêu cầu:** Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam

**Tên thiết bị:** Vòng bút

**Model:** HEM-FL31-B

**Năm sản xuất:** 2020

**Hãng sản xuất:** Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam


**Xuất xứ:** Việt Nam

**Người thử nghiệm:** Trần Đức Anh

**Tình trạng thiết bị:** Thiết bị Đạt yêu cầu đặc tính kỹ thuật theo TCCS 03:2020/OMRON của Công ty TNHH Omron Healthcare Manufacturing Việt Nam.

*Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020*

**VIỆN TRƯỞNG**



**TS. Lê Thanh Hải**

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản:

T.T	Các phần thử nghiệm	Yêu cầu	Đạt	K.Đạt
1	Dài	Vòng quần : $532 \pm 53$ mm Ống khí: $750 \pm 75$ mm	X	
2	Rộng	Vòng quần : $145 \pm 15$ mm	X	
3	Khối lượng	Vòng quần : $133 \pm 13$ mm Ống khí: $28 \pm 03$ mm	X	
4	Chu vi vòng quần cánh tay	22 – 42 cm	X	
5	An toàn	- Tính thích hợp sinh học (body compatibility) - Không sử dụng các nguyên liệu có thể gây ảnh hưởng đến cơ thể người như những bộ phận có thể chạm vào máy	X	

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2020

SOÁT XÉT

NGƯỜI THỬ NGHIỆM



Nguyễn Văn Hùng



Trần Đức Anh