



## Mẫu nhãn

# Máy tách chiết axit nucleic ExiPrep™ 48Dx

### 1. Nhãn trên máy ExiPrep™ 48Dx

**Name:** Fully Automated Nucleic Acid Extraction System  
**Model:** ExiPrep™ 48 Dx

**REF** A-5150      **SN**

**Input:** 100-240V~, 6.3A Max  
50/60Hz

**Power:** 500VA Max  
**Fuse:** 250V, F6.3AL, 2EA


**IVD** **CE** **SGS** 710219 US

**BIONEER** Innovation • Value • Discovery


**Bioneer Corporation**  
8-11, Munpyeongseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon, 34302  
Republic of Korea      Tel: +82-42-930-8777

**EC** **REP** **MT Promedt Consulting GmbH**  
Altenhofstr. 80, 66386 St. Ingbert, Germany  
Tel: +49-6894-581020

PL-741-02-V0

  
**CAUTION**

No user serviceable parts are inside.  
Refer servicing BIONEER qualified service personnel.  
Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur.  
Confiez l'entretien au personnel de service qualifié BIONEER.



### 2. Lưu ý

#### a) Cổng mạng LAN



#### b) Cổng USB




#### c) Cổng HDMI

HDMI

d) Cảnh báo bề mặt nóng




e) Cảnh báo 1 ở cửa thiết bị



f) Cảnh báo ở khay đựng chất thải



g) Cảnh báo 2 ở cửa thiết bị



### 3. Nhãn hộp carton đựng sản phẩm

#### a) Mặt trước



#### b) Mặt sau



**c) Mặt bên**



#### **4. Nhãn phụ**

##### **Máy tách chiết axit nucleic ExiPrep™ 48Dx**

##### **Thành phần:**

- 1 máy ExiPrep™ 48Dx
- 3 giá để ống mẫu
- 3 giá để ống rửa giải
- 3 dụng cụ đục 8 lỗ
- 1 tấm chống lây nhiễm
- 1 khay cài đặt
- 1 dụng cụ tách lớp bảo vệ
- 3 kẹp
- 1 dây nguồn

▪ **Qui cách đóng gói:** 01 máy/01 hộp

▪ **Số seri:** Xem  trên nhãn máy

▪ **Số lưu hành:**

▪ **Xuất xứ:** Hàn Quốc

▪ **Nhà sản xuất:** **Bioneer Corporation**, 8-11, Munpyeongseo-ro, Daedeok-gu, Daejeon, 34302, Republic of Korea (Hàn Quốc).

▪ **Chủ sở hữu số lưu hành:** **Công ty cổ phần Y tế Đức Minh** - Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đình, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

▪ **Cơ sở bảo hành, hướng dẫn sử dụng ở Việt Nam:** **Công ty cổ phần Y tế Đức Minh** - Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đình, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.  
SĐT: (024) 6258 6666 Fax: (024) 6258 7777

▪ Các thông tin khác xin xem trong tờ hướng dẫn sử dụng theo đường link:

[https://drive.google.com/open?id=1BuTTabrtnHUAfYD7ti0ycxlJkcvHr\\_oC](https://drive.google.com/open?id=1BuTTabrtnHUAfYD7ti0ycxlJkcvHr_oC)

*Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng*