


# MẪU NHÃN GEL SIÊU ÂM - DR SÁNG

## Chai 500ml



# Dr SÁNG

**THÀNH PHẦN:**

Carbopol, Glycerin, Polyethylene Glycol 100, Natri hydroxid, nước tinh khiết.

**CÔNG DỤNG:**

Gel được sử dụng trong quá trình siêu âm, làm loại bỏ không khí giữa bề mặt da và máy thăm dò từ đó cho phép sóng siêu âm tiếp cận vào cơ thể một cách rõ ràng hơn và không bị gián đoạn.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:**

- Bôi gel trực tiếp lên da khi tiến hành siêu âm chuẩn đoán với máy siêu âm.

- Lau sạch bằng khăn hoặc giấy mềm sau khi sử dụng.

**BẢO QUẢN:**

- Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.

- Sau khi sử dụng đậy nắp kín.

**HẠN DÙNG:** 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

**\* LƯU Ý:**

- Không được uống.

- Để xa tầm tay trẻ em.

- Chỉ sử dụng bên ngoài.

- Không sử dụng với máy khử rung tim.

không thủ tục xâm lấn hoặc ứng dụng

sinh khiết.

Số:

Số lô SX/ Batch No.:

Ngày SX/ Mfg. Date:

HD/ Exp. Date:

**ENLIE**

Sản xuất & chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ENLIE**

Đường NA6, KCN Mỹ Phước 2, P. Mỹ Phước, T. Bến Cát, T. Bình Dương.

Điện thoại: 0274. 3553326

## Kích thước thật