

Tờ hướng dẫn sử dụng

Hóa chất tách chiết DNA/RNA virus từ tế bào

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Đề xa tầm tay trẻ em

CÁCH DÙNG

Quy trình sử dụng gồm các bước:

1. Chuẩn bị mẫu, chúng âm và chuẩn định lượng
2. Chuẩn bị hóa chất và vật tư tiêu hao đặt vào máy
3. Cài đặt chu trình chạy mẫu
4. Lấy mẫu sau tách chiết hoặc ống hóa chất đã được pha theo cài đặt

Lưu ý:

- Thực hiện theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn đi kèm của mỗi bộ hóa chất.
- Người sử dụng được huấn luyện sử dụng hóa chất cho đến khi thành thạo.

THẬN TRỌNG VÀ CẢNH BÁO

- ✓ Người sử dụng phải được trang bị bảo hộ theo yêu cầu chung của phòng thí nghiệm
- ✓ Sản phẩm được sử dụng bởi các nhân viên được đào tạo trong quy trình chẩn đoán in vitro
- ✓ Sản phẩm này nên được sử dụng trong các phòng thí nghiệm phù hợp
- ✓ Thực hiện các biện pháp phòng ngừa thông thường để xử lý tất cả các thuốc thử phòng thí nghiệm
- ✓ Chỉ sử dụng khi hóa chất còn hạn sử dụng và được lưu trữ đúng điều kiện bảo quản được khuyến cáo của hãng.

BẢO QUẢN

Các thành phần của bộ hóa chất nên được lưu trữ ở 20 ° C đến 25 ° C và ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên nhãn. Hạn chế việc làm tan hóa chất nhiều lần, vì điều này có thể làm giảm hiệu suất xét nghiệm. Mỗi bộ chỉ sử dụng một lần và không đề nghị sử dụng lại.

Người đại diện hợp pháp của cơ sở



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Thị Lắm