



**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ HÓA CHẤT HOÀNG PHƯƠNG**

Số 7/93 Vương Thừa Vũ, Thanh xuân, Hà nội, Việt Nam

Tel : (84-24) 38522281 - Fax: (84-24) 35760830

[www.hoangphuongcme.com.vn](http://www.hoangphuongcme.com.vn)

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐIỆN CỰC TIM

**Bác sỹ đặt bệnh nhân ở tư thế nằm ngửa, tháo bỏ đồ kim loại ra khỏi người.**

**Thoa gel lên vị trí đặt điện cực tim, cần gắn chặt ( không để hở) các điện cực lên người bệnh nhân theo thứ tự.**

**Gắn điện cực tim lên người bệnh nhân**

**Bắt đầu đo điện tâm đồ**

**Đại diện hợp pháp của  
cơ sở**



**GIÁM ĐỐC**  
*ThS. Nguyễn Thị Phương*