

## TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

### CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÀNG SA 636

Địa chỉ trụ sở: Đội 2, Thôn Cam, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ sản xuất: Thôn Hội, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ngày 21 tháng 04 năm 2020

Tên trang thiết bị y tế: **CỒN 70 độ**

#### Hướng dẫn sử dụng:

- Cắt nút chai, lấy cồn ra tắm vào bông hoặc gạc rồi xoa lên bề mặt dụng cụ cần sát khuẩn.
- Cắt nút chai, bơm cồn ra dụng cụ kim loại rồi mới châm lửa..

#### Khi sử dụng sản phẩm cần Lưu ý:

- Không đổ trực tiếp vào ngọn lửa đang cháy để tránh bị bỏng hoặc hỏa hoạn.
- Không sử dụng ngoài mục đích khác.
- Tránh để cồn dính vào niêm mạc vì gây bỏng rất niêm mạc.
- Tuyệt đối không được uống, Là chất dễ cháy, vì vậy để xa tầm tay trẻ em; tránh lửa, tránh tia lửa điện; để nơi thoáng mát; không để trên các bề mặt nóng; không hút thuốc lá gần nơi có sản phẩm.
- Nên dùng dụng cụ bảo hộ cần thiết khi tiếp xúc nhiều như: khẩu trang, găng tay, ....

**Người đại diện hợp pháp của cơ sở**

(ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hữu Luân*

