

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

KHẨU TRANG Y TẾ, KHẨU TRANG Y TẾ

A, THÔNG TIN SẢN PHẨM

- Sản phẩm: khẩu trang y tế dạng phẳng, có nếp gấp. Sử dụng 1 lần
Lớp vi lọc
Thanh nẹp mũi, đệm mũi, dây đeo, viền
- Kiểu dáng, kích thước: chiều dài 17,5 cm (+- 0,5cm), chiều rộng 9,5cm (+- 0,5cm)
- Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN AMIMEXCO
- Xuất xứ: Việt nam
- Công dụng: Dùng ngăn ngừa bảo vệ các khói bụi, mùi khói, bụi, vi khuẩn xâm nhập, phòng chống các bệnh nguy hiểm lây qua đường hô hấp. Sử dụng hiệu quả khi lưu thông trên đường hay làm việc trong các bệnh viện, môi trường công nghiệp.
- Thành phần: Vải không dệt pp (không thấm nước), lớp vải vi lọc, lớp vải lọc, thanh nẹp mũi, dây thun, viền
- Màu sắc: đủ màu...
- Đóng gói: 10 cái/bịch, 10 bịch/hộp
- Hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

B, TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT SẢN PHẨM

- Kích thước: chiều dài 17,5 cm (+- 0,5cm), chiều rộng 9,5cm (+- 0,5cm)
- Quy cách: 10 cái/bịch, 10 bịch/hộp
- Chỉ tiêu lý hóa:

Sản phẩm	Chỉ tiêu	Mức chất lượng
Vải không dệt pp	Lực kéo đứt vải pp: Chiều dọc vải, chiều ngang vải	≥50N, 25N

4. Bảo quản:

Bảo quản sản phẩm nơi không có ánh sáng mặt trời trực tiếp, khô ráo, thoáng mát. Tránh xa ngu62n nhiệt và các vật nhọn làm rách bao bì

Không để sản phẩm gần nơi chứa hóa chất có thể làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm

Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN BÁ LÂM