

**TÀI LIỆU KỸ THUẬT MÔ TẢ CHUNG LOẠI
KHẨU TRANG Y TẾ**

STT	Đề mục	Nội dung mô tả tóm tắt
1	Mô tả khẩu trang y tế	
1.1	Mô tả khẩu trang y tế	Khẩu trang Antivirus Mask cấu tạo gồm: <ul style="list-style-type: none">- Các lớp vải: 3 lớp, 4 lớp vải không dệt dạng phẳng, có nếp gấp, có lớp lọc.- Thanh nẹp mũi bằng nhựa (trong lõi có kim loại hoặc không có)- Dây đeo thun chắc chắn.
1.2	Danh mục linh kiện và phụ kiện	Bao gói trong hộp giấy, mỗi hộp 50 cái
1.3	Mục đích/ Chỉ định sử dụng như ghi trên nhãn	Dùng trong y tế, che phủ mũi miệng và lọc khuẩn, bụi bẩn, và ngăn ngừa vi khuẩn khi tiếp xúc với môi trường dịch bệnh, môi trường độc hại nguy hiểm.
1.4	Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none">1. Rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng hoặc nước và lau khô trước khi sử dụng khẩu trang.2. Đeo khẩu trang ngay ngắn giữa sống mũi. Một tay giữ khẩu trang, một tay đeo dây qua tai hoặc qua gáy, dùng 2 tay khéo rộng khẩu trang lên xuống để khẩu trang có thể che phủ từ phần sát mắt đến dưới cằm.3. Bóp nhẹ nẹp khẩu trang để ôm sát vào mũi.4. Dùng 1 lần không tái sử dụng sản phẩm
1.5	Chống chỉ định	- Không có
1.6	Cảnh báo và thận trọng	Không được để nhiễm khuẩn
1.7	Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Không có bất lợi nào xảy ra
2	Thông tin sản phẩm đã lưu hành tại các nước: Mỹ, Châu Âu	
3	Chỉ định đã đăng ký ở các nước khác: Không có	
4	Thông tin về tính an toàn / vận hành đáng lưu ý của khẩu trang: không có	

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI PT THẾ KỶ MỚI



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Thu Hiền