



## **HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG** **KHẨU TRANG Y TẾ THÔNG THƯỜNG (3 lớp, 4 lớp)**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ECOM NET**

Địa chỉ: 345/2, Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Địa chỉ sản xuất: 164 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

### **1. Mục đích sử dụng:**

Sử dụng bảo vệ vùng mặt ngăn ngừa khói, bụi, mùi, sự xâm nhập của vi khuẩn vào đường hô hấp, bảo vệ phòng ngừa các bệnh về đường hô hấp

### **2. Hướng dẫn sử dụng**

Mở khẩu trang, kéo hai dây thun đeo khẩu trang vòng qua tai

Định hình khẩu trang kín mũi, miệng.

hâu trang dùng 1 lần.